

WA-2

Entschäumer

MAGNAFLUX® WA-2 Entschäumer ist eine milchige Flüssigkeit zur Verhinderung der Schaumbildung bei wasserbasierten Magnetpulverprüfmitteln.



FUNKTIONEN

- Einfache Anwendung
- Hervorragende Entschäumungscharakteristik

ZUSAMMENSETZUNG

WA-2 besteht aus silikonfreiem Entschäumungsmittel.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

Form und Farbe	milchig-weiße Flüssigkeit
Dichte	1,0 g/cm ³
pH (1% Lösung)	Neutral

Wie alle Magnaflux Produkte wird WA-2 streng kontrolliert, um Charge für Charge gleichbleibende Qualität, optimale Prozesskontrolle und Prüfsicherheit zu gewährleisten.

GEBRAUCHSEMPFEHLUNGEN

Lagertemperatur	10°C bis 30°C
Anwendungstemperatur	5°C bis 55°C
Empfohlene Konzentration	maximal 1 Gewichts-%

ALLGEMEINE ANWENDUNG

Wenn Magnetpulverprüfflüssigkeiten stark schäumen, verteilen Sie wenige Tropfen WA-2 auf der Oberfläche. Sollte der Schaum bestehen bleiben, fügen Sie ein Paar Tropfen mehr hinzu.

WA-2 sollte in einer Konzentration von höchstens 1 Gew-% angewendet werden. Erhöhte Konzentrationen an Entschäumer können die Benetzungseigenschaften der Prüfflüssigkeit vermindern oder zum Verklumpen der Magnetpulverpartikel führen. WA-2 sollte daher tropfenweise zugegeben werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

LIEFERFORMEN



064C002

ARBEITSSCHUTZ

Vor Gebrauch das betreffende Sicherheitsdatenblatt lesen. Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt sind auf Anforderung bei Ihren Magnaflux Händler oder über die Magnaflux Internetseite www.magnaflux.en/de erhältlich.